

E 802/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van diverse rechtopstaande instrumenten.



- Geschikt voor de plaatsing van sondes, pincetten en mondspiegels
- Uitgerust met 4 kunststof houders
- 8 vakken van ongeveer 30 x 28 mm breed
- 8 vakken van ongeveer 16 x 28 mm breed
- 15 vakken van ongeveer 16 x 20 mm breed

EAN: 4002514953403 / Materiaalnummer: 07984170 / Oud Materiaalnummer: 69580202D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Inzet voor instrumenten	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	148
Buitenmaat, nettobreedte in mm	163
Buitenmaat, nettodiepte in mm	295
Buitenmaat, brutohoogte in mm	190
Buitenmaat, brutobreedte in mm	195
Buitenmaat, brutodiepte in mm	430
Nettogewicht in kg	0,65
Brutogewicht in kg	1,15