


E 807

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 3 zeefschalen of nierbekkens.



- 4 houders (3 vakken), hoogte 165, afstand 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materiaalnummer: 07984220 / Oud Materiaalnummer: 69580701D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor zeefschalen	•
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	3
Spijlafstand in mm	68
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Diverse zeefschalen [aantal]	3
Nierbekkens [aantal]	3
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	144
Buitenmaat, nettobreedte in mm	140
Buitenmaat, nettdiepte in mm	290
Buitenmaat, brutohoogte in mm	480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	320
Buitenmaat, brutodiepte in mm	130
Nettogewicht in kg	0,31
Brutogewicht in kg	0,47