

DGG 20

Stoomovenpan zonder gaatjes

voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds of water (zoals rijst, pasta).

EAN: 4002515060650 / Materiaalnummer: 08246340 / Oud Materiaalnummer: 23996112D



- Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l
- Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
- Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm
- Professioneel toebehoren uit Europese productie
- Perfect afgestemd op de Miele combi-stoomoven