

DGGL 12

Stoomovenpan met gaatjes

Voor het blancheren of garen van groente, vis, vlees en aardappelen, enz.

EAN: 4002514849904 / Materiaalnummer: 08249430 / Oud Materiaalnummer: 23996108D



- Inhoud: 5,4 l nuttige inhoud: 3,3 liter
- Afmetingen B x D x H: 448 x 386 x 40 mm
- Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm
- Professioneel toebehoren uit Europese productie
- Perfect afgestemd op de Miele combi-stoomoven