

DGGL 20

Stoomovenpan met gaatjes

Voor het blancheren of garen van groente, vis, vlees en aardappelen, enz.

EAN: 4002515014509 / Materiaalnummer: 08285410 / Oud Materiaalnummer: 23996111D



- Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l
- Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
- Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm
- Professioneel toebehoren uit Europese productie
- Perfect afgestemd op de Miele combi-stoomoven