

E 806/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 8 halve trayschalen.



- 9 houders (8 vakken), breedte 295, afstand 37 mm mm
- Max. traygrootte 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Materiaalnummer: 09013220 / Oud Materiaalnummer: 69580603D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	8
Spijlfstand in mm	37
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	114
Buitenmaat, nettobreedte in mm	305
Buitenmaat, nettodiepte in mm	348
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	330
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	0,71
Brutogewicht in kg	0,84