

E 417/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van maximaal 30 oor- en neusspecula.



- Geschikt voor het plaatsen van ong. 30 oor- en neusspecula
- 280 vakken ca. ?? x ??
- De maaswijdte op de bodem bedraagt 4 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002514984605 / Materiaalnummer: 09033260 / Oud Materiaalnummer: 69541702D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	280
Toepassing	
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	80
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	435
Buitenmaat, brutohoogte in mm	85
Buitenmaat, brutobreedte in mm	225
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	1,30
Brutogewicht in kg	1,72