

ProCare Universal 61 - 6 kg
 Regeneerzout, 3 x 2 kg
 voor het optimaal regenereren van interne waterontharders.



- Voorkomt kalkafzettingen en beschermt het serviesgoed

EAN: 4002515075319 / Materiaalnummer: 09195780 /
 Oud Materiaalnummer: 66916102EU1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Afwasautomaten ProfiLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieapparaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Regeneratie van ontharders	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	10,9
Producteigenschappen	
Mediatype	Regeneerzout
Inhoudsstoffen	Grofkorrelig speciaalzout
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	225,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Regeneerzout
Inhoudsstoffen	Grofkorrelig speciaalzout
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	320
Buitenmaat, nettobreedte in mm	104
Buitenmaat, nettodiepte in mm	226
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	225
Vulgewicht in g	6000
Brutogewicht in kg	6
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•