

ProCare Universal 61 - 6 kg  
 Regenerereerzout, 3 x 2 kg  
 voor het optimaal regenereren van interne waterontharders.



- Voorkomt kalkafzettingen en beschermt het serviesgoed

EAN: 4002515075319 / Materiaalnummer: 09195780 /  
 Oud Materiaalnummer: 66916102EU1

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                    |                           |
| Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem            | •                         |
| Afwasautomaten ProfiLine                                       | •                         |
| Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem                 | •                         |
| Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem | •                         |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria          | •                         |
| Thermodesinfectoren  | •                         |
| Reinigings- en desinfectieapparaten, voor laboratoria          | •                         |
| Thermodesinfectoren  | •                         |
| <b>Mogelijkheden</b>   |                           |
| Regeneratie van ontharders                                     | •                         |
| <b>Aanbevolen dosering</b>                                     |                           |
| pH-waarde bij 20 °C  | 10,9                      |
| <b>Producteigenschappen</b>                                    |                           |
| Mediatype  | Regenerereerzout          |
| Inhoudsstoffen   | Grofkorrelig speciaalzout |
| Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed                | •                         |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                   |                           |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                                  | 225,00                    |
| <b>Producteigenschappen</b>                                    |                           |
| Mediatype  | Regenerereerzout          |
| Inhoudsstoffen   | Grofkorrelig speciaalzout |
| Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed                | •                         |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                   |                           |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                                  | 320                       |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                                 | 104                       |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                                  | 226                       |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                                  | 320                       |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                                 | 100                       |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                                  | 225                       |
| Vulgewicht in g  | 6000                      |
| Brutogewicht in kg   | 6                         |
| <b>Conformiteiten, keurmerken</b>                              |                           |
| GHS/CLP-conform  | •                         |