

E 339/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van max. 12 tray-onderdelen en dienbladen.



- Geschikt voor 12 tray-onderdelen of dienbladen
- Uitgerust met 13 houders (12 vakken).
- De maximale traygrootte bedraagt 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materiaalnummer: 09233840 / Oud Materiaalnummer: 69533902D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	12
Capaciteit	
Trays/dienbladen [aantal]	12
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	115
Buitenmaat, nettobreedte in mm	305
Buitenmaat, nettodiepte in mm	498
Buitenmaat, brutohoogte in mm	480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	320
Buitenmaat, brutodiepte in mm	130
Nettogewicht in kg	0,80
Brutogewicht in kg	1,22