

KTU 530

Ombouwset

voor het plaatsen van korven 53 x 53 cm.



- Bestaand uit 2 RVS steunen
- Voor het aanpassen van de standaard korfhouders in de PG 8172

EAN: 4002515250150 / Materiaalnummer: 09508720 / Oud Materiaalnummer: 67853004D

Productcategorisatie	
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Ombouwset	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	150
Buitenmaat, brutodiepte in mm	750
Nettogewicht in kg	0,24
Brutogewicht in kg	0,50