


KFR 30060

Flessenrek

voor het veilig en ruimtebesparend bewaren van flessen.

EAN: 4002515357538 / Materiaalnummer: 09552690 / Oud Materiaalnummer: 36996046D



- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Van verchroomd metaal
- Geschikt voor koelkast K 30.000 zonder PerfectFresh
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm