

TE P 2800

Patronen voor gedeeltelijke demineralisatie voor de optimale waterbehandeling.

EAN: 4002515405314 / Materiaalnummer: 09773430 / Oud Materiaalnummer: 67809501D



- Max. doorstroomcapaciteit: 800 l/u
- Verzadiging meetbaar met FlowMeter FM
- Max. watertoevoertemp. 40°C – geschikt voor druk van 0,5-10 bar
- Harsinhoud 19,5 liter
- Onthardingsvermogen bij een carbonaathardheid van 10 dH: 18 m³

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

TE P 2800

Patronen voor gedeeltelijke demineralisatie voor de optimale waterbehandeling.

EAN: 4002515405314 / Materiaalnummer: 09773430 / Oud Materiaalnummer: 67809501D



PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Diameter in mm	230
Nettogewicht in kg	18,66
Brutogewicht in kg	19,92