


A 100

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van injectormodules of inzetrekken.



- Bovenrek met twee modulekoppelingen
- Voor het plaatsen van 2 injectormodules of inzetten
- Automatische afsluiting wateraansluiting indien buiten gebruik
- Belaadhoogte met module met plastic steunen bedraagt 190 mm
- Beladingsmaten: breedte 489, lengte 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materiaalnummer: 09862320 / Oud Materiaalnummer: 69610000D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Rek met modulekoppeling	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	141
Buitenmaat, nettobreedte in mm	525
Buitenmaat, nettodiepte in mm	528
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	565
Nettogewicht in kg	2,80
Brutogewicht in kg	3,49