


A 101

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Installatiehoogte 160 +/- 30 mm, -breedte 475 mm, -diepte 443 mm
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002515460627 / Materiaalnummer: 09862340 / Oud Materiaalnummer: 69610100D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Bovenrek	•
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Herverwerking van adempluchtoestellen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	206
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	527
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	580
Nettogewicht in kg	3,00
Brutogewicht in kg	3,79