

A 151

Onderrek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



- Installatiehoogte afhankelijk van gekozen bovenrek
- Beladingsbreedte 490 mm, -diepte 498 mm

EAN: 4002515460689 / Materiaalnummer: 09862410 / Oud Materiaalnummer: 69615100D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Herverwerking van adempluichttoestellen	•
Herverwerking van volgelaatsmaskers	•
Herverwerking van draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0

A 151

Onderrek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



EAN: 4002515460689 / Materiaalnummer: 09862410 / Oud Materiaalnummer: 69615100D

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	88
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	555
Nettogewicht in kg	1,85
Brutogewicht in kg	2,40