


A 200
Wagen
voor het optimaal plaatsen van 38 pipetten.



- Voor het plaatsen van 10 pipetten 100 ml in rij 1, afstand 20 mm
- Voor het plaatsen van 14 pipetten 25 ml in 2. rij, afstand 26 mm
- Voor het plaatsen van 14 pipetten 10 ml in 3. rij, afstand 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materiaalnummer: 09862420 / Oud Materiaalnummer: 69620000D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	38
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	397
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	546
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	5,63