


A 201  
Wagen  
voor het optimaal plaatsen van anesthesie-sets.



- 8 injectoren met geveerde oplegging, voor ademslangen tot 1,5 mm
- Opslag op spoel
- 15 inspuiters voor intubatiemateriaal

EAN: 4002515460702 / Materiaalnummer: 09862430 / Oud Materiaalnummer: 69620100D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Capaciteit	
AN-sets [aantal]	3
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	434
Buitenmaat, nettobreedte in mm	531
Buitenmaat, nettodiepte in mm	546
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	9,00
Brutogewicht in kg	10,50
Meegeleverde verpakking	
E 430/1 1/3 zeefschalen [aantal]	1
E 431 inspuiters voor balg-element, Ø 8 x 193 mm [aantal]	1
E 432 houder voor harmonica-beademingslangen [aantal]	1
E 433 houder voor siliconen beademingslangen [aantal]	2
E 434 houder voor kinderbeademingslangen [aantal]	1
E 466 inspuiters 8 x 333 mm, voor ademzak [aantal]	6
E 496 inspuiters 4 x 120 mm [aantal]	15