

A 202  
Wagen  
voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-zeefschalen.



- Geschikt voor 4 DIN-zeefschalen op 2 niveaus
- Bevestigingsframe: uitneembaar voor behandeling hoog spoelgoed
- 6 extra aansluitmogelijkheden met Luer-Lock-verbindingen
- Met geïntegreerde sproeiarm
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002515460719 / Materiaalnummer: 09862440 / Oud Materiaalnummer: 69620200D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	4
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	223
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	542
Buitenmaat, brutohoogte in mm	235
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	5,50
Brutogewicht in kg	6,74