

A 204
Wagen
voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Niveau 1: geschikt voor het plaatsen van inzetten
- Niveau 2 rechts: 22 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 2 links: 11 Luer-Lock-adapters, mannelijk, horizont. slang
- Met geïntegreerde sproeiarm
- Filterbuis A 800 toepasbaar in beide injectoreenheden

EAN: 4002515460733 / Materiaalnummer: 09862460 / Oud Materiaalnummer: 69620400D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Wagen voor oogheekundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
Toepassing	
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Capaciteit	
OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]	2-4
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	365
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	535
Buitenmaat, brutohoogte in mm	530
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	11,50
Brutogewicht in kg	12,50
Meegeleverde verpakking	
E 476 houder [aantal]	1
E 477 aanslag [aantal]	1