

A 801

Adapter

voor gebruik van AUF 1 en AUF 2 in combinatie met A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materiaalnummer: 09862940 / Oud Materiaalnummer: 69680100D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Houder of adapter voor hand- en hoekstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	50
Buitenmaat, nettobreedte in mm	50
Buitenmaat, nettodiepte in mm	50
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,01