

A 802
Injector
voor het optimaal reinigen van het doseervak.



- Bij gebruik van R+D-automaat met doseermodule voor wasmiddel
- Voor gebruik met injectormodule
- Geschikt om poederresten uit het doseervak te spoelen

EAN: 4002515460979 / Materiaalnummer: 09863070 / Oud Materiaalnummer: 69680200D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	187
Buitenmaat, nettodiepte in mm	15
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02