

A 803

Houder

voor het optimaal plaatsen van hand- en hoekstukken.



- Bruikbaar in bovenrek A 105/1 en module A 315/1 samen met filterbuis A 800
- Geschikt voor meerdere hand- & hoekstukken of turbines

EAN: 4002515460993 / Materiaalnummer: 09863100 /
Oud Materiaalnummer: 69680300D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	32
Buitenmaat, nettobreedte in mm	32
Buitenmaat, nettodiepte in mm	40
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,09