

A 800  
Filterbuis  
voor zekere en zuinige behandeling van holle instrumenten.



- Filter van RVS plymesh-weefsel voor wagens
- Maaswijdte 63 µm
- Herbruikbaar met reinigingsborstel A 804

EAN: 4002515538081 / Materiaalnummer: 09960680 / Oud Materiaalnummer: 68680000D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Filter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	23
Buitenmaat, nettobreedte in mm	23
Buitenmaat, nettodiepte in mm	405
Buitenmaat, brutohoogte in mm	45
Buitenmaat, brutobreedte in mm	220
Buitenmaat, brutodiepte in mm	445
Diameter in mm	23
Nettogewicht in kg	0,36
Brutogewicht in kg	0,88