

DOS G 80 ProfiLine NER

Slangdoseerpomp voor reservoir van 5-10 l

met indicatie leeg reservoir voor de AutoDos van vloeibaar reinigingsmiddel.



- Geschikt voor alle bedrijfsafwasautomaten PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm zuigbuis voor cans van 5 en 10 l
- Dosering tot 55 Milliliter ml per minuut
- In te stellen via de bediening van de bedrijfsafwasautomaat
- 4 bovenbladen voor verschillende reservoirs zijn inbegrepen

EAN: 4002515522936 / Materiaalnummer: 09971980 /
Oud Materiaalnummer: 67747030NER

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Productcategorie	
Extern doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	55
Lengte van de zuigglans in mm	333
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	198
Buitenmaat, brutodiepte in mm	478
Nettogewicht in kg	2,15
Brutogewicht in kg	2,52