

TE
Wegwerphars
voor de regeneratie van patronen voor deeldemineralisatie

EAN: 4002515551530 / Materiaalnummer: 10020250 / Oud Materiaalnummer: 67809510D



- 1 zak met een inhoud van 25 liter
- Voor lege patronen LP 2800 en demineralisatiepatronen TE 2000/2800

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

TE
Wegwerphars
voor de regeneratie van patronen voor deeldemineralisatie

EAN: 4002515551530 / Materiaalnummer: 10020250 / Oud Materiaalnummer: 67809510D



PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Volume in l	25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	580
Nettogewicht in kg	18,20
Brutogewicht in kg	19,29