

PG 8596

Doseerbehuizing

Voor het plaatsen van proceschemicaliën en doseermodules



- 2 uittrekbare schuifladen met elk plaats voor 3 cans van 5 liter
- Binnenafmeting: H 285-690 , B 250, D 425-555 mm
- Per niveau elk 2 plaatsingsmogelijkheden voor doseermodule
- Lekbak om de container beter uit te laten lekken

EAN: 4002515558324 / Materiaalnummer: 10087340 / Oud Materiaalnummer: 69859602D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	300
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	900
Buitenmaat, brutobreedte in mm	400
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Nettogewicht in kg	26,50
Brutogewicht in kg	30,00