


UG 30-90/60-85

Sokkel, gesloten

voor het verhogen van de machine inclusief zijkast, 60 cm diep, 90 cm breed.



- Te gebruiken voor Aqua Purificator PG 8595 en DOS-kast PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materiaalnummer: 10087360 / Oud Materiaalnummer: 69309001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inbouw/sokkel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	300
Buitenmaat, nettobreedte in mm	897
Buitenmaat, nettodiepte in mm	542
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	915
Buitenmaat, brutodiepte in mm	563
Nettogewicht in kg	13,40
Brutogewicht in kg	15,00