

DE-CS6-85

Bovenblad

voor het afdekken van de machine incl. zijkast, 60 cm diep, 90 cm breed.

EAN: 4002515604380 / Materiaalnummer: 10101450 / Oud Materiaalnummer: 69216010D



- Te gebruiken voor Aqua Purificator PG 8595 en DOS-kast PG 8596
- in combinatie met RDG 60 cm (bijv. PG 8581 of PG 8591)

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	900
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	990
Buitenmaat, brutodiepte in mm	790
Nettogewicht in kg	6,70
Brutogewicht in kg	9,00