

UBS 2

Ombouwset

voor gebruik van geselecteerde wagens van de serie G 78 in apparaatserie PG 85.



- Voor oudere injectorwagens zonder drogingsaansluiting

EAN: 4002515588987 / Materiaalnummer: 10131100 / Oud Materiaalnummer: 69215015D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8583	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	90
Buitenmaat, nettobreedte in mm	129
Buitenmaat, nettodiepte in mm	295
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	0,51
Brutogewicht in kg	0,71