

UBS 3

Ombouwset

voor gebruik van geselecteerde bovenrekken van de serie G 78 in serie PG 85.



- Voor oudere belaadsystemen zonder droogaansluiting
- Voor oudere belaadsystemen met een gelast watersysteem

EAN: 4002515588994 / Materiaalnummer: 10131110 / Oud Materiaalnummer: 69215016D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Producteigenschappen	
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	90
Buitenmaat, nettobreedte in mm	305
Buitenmaat, nettodiepte in mm	176
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	210
Nettogewicht in kg	0,59
Brutogewicht in kg	0,69