

A 600
Module
voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Geschikt voor 6 instrumenten, oudere generatie (S / Si)

EAN: 4002515585016 / Materiaalnummer: 10131910 / Oud Materiaalnummer: 69660001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotische instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	6
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	265
Buitenmaat, nettobreedte in mm	573
Buitenmaat, nettodiepte in mm	318
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	605
Buitenmaat, brutodiepte in mm	355
Nettogewicht in kg	5,20
Brutogewicht in kg	5,54