


A 805

Houder

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Voor speciale instrumenten, chirurgische klemmen (Si)

EAN: 4002515585047 / Materiaalnummer: 10131950 / Oud Materiaalnummer: 69680501D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Module/houder voor robotische instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van robotinstrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Robotinstrumenten [aantal]	1
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	92
Buitenmaat, nettobreedte in mm	41
Buitenmaat, nettodiepte in mm	165
Buitenmaat, brutohoogte in mm	25
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	0,37
Brutogewicht in kg	0,49