

MC/2

Transferwagen

in hoogte verstelbaar, voor laden en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Uitgerust met 4 zwenkwielletjes, waarvan 2 vastgezet kunnen worden
- 2 niveaus (muldevormig) met duwstang en aansluitplaat

EAN: 4002515588628 / Materiaalnummer: 10138690 / Oud Materiaalnummer: 69200109D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1003
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	805
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1119
Buitenmaat, brutobreedte in mm	835
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1280
Nettogewicht in kg	34,20
Brutogewicht in kg	52,40