

DGGL 50-40

Stoomovenpan met gaatjes

voor stoomovens DG 7000 en stoomovens met magnetronfunctie DGM 6000/7000.



EAN: 4002515603970 / Materiaalnummer: 10168190 /  
Oud Materiaalnummer: 23996119EU1

- voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond
- Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen
- Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter
- Afmetingen B x D x H: 375 x 197 x 40 mm
- Niet geschikt voor de magnetron!