

DGG 50-40

Stoomovenpan zonder gaatjes

voor stoomovens DG 7000 en stoomovens met magnetronfunctie DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603987 / Materiaalnummer: 10168200 /  
Oud Materiaalnummer: 23996120EU1



- voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water
- Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels
- Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter
- Afmetingen B x D x H: 375 x 197 x 40 mm
- Niet geschikt voor de magnetron!