

DGG 100-40

Stoomovenpan zonder gaatjes

voor stoomovens DG 7000 en stoomovens met magnetronfunctie DGM 6000/7000.



EAN: 4002515604007 / Materiaalnummer: 10170290 /  
Oud Materiaalnummer: 23996123EU1

- voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water
- Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels
- Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l
- Afmetingen B x D x H: 375 x 394 x 40 mm
- Niet geschikt voor de magnetron!