

DOS G 80/72

Doseerpomp met slang voor tank voor 20-30 l

met indicatie leeg reservoir voor de AutoDos van vloeibaar reinigingsmiddel.



- Geschikt voor alle bedrijfsafwasautomaten van de serie PG 8172
- 448 mm mm zuigbuis voor cans van 20-30 l
- Dosering tot 55 Milliliter ml per minuut
- In te stellen via de bediening van de bedrijfsafwasautomaat

EAN: 4002515648698 / Materiaalnummer: 10210160 / Oud Materiaalnummer: 67747022D

Productcategorisatie	
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Extern doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	55
Lengte van de zuigbuis in mm	448
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	198
Buitenmaat, brutodiepte in mm	478
Nettogewicht in kg	1,91
Brutogewicht in kg	2,13