

WA DF 252 L

Speciaal wasmiddel DownCare 250 ml

ideaal voor kussens, slaapzakken of hoogwaardige donsvoering.

EAN: 4002515631812 / Materiaalnummer: 10225590 /
Oud Materiaalnummer: 11997096EU2



- Behoudt de natuurlijke elasticiteit van de donsveren
- Behoudt het ademende vermogen van de donsveren
- Veren gaan niet klonten en blijven luchtig
- Hoog rendement – voor 13 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.