

GS SA 4502 P

Regenereerzout, 6 x 750 g

voor optimale werking en prestaties van de Miele-vaatwasser.

EAN: 4002515641255 / Materiaalnummer: 10248700 /
Oud Materiaalnummer: 21995502EU1



- Precies de juiste hoeveelheid voor het Miele-zoutreservoir
- Extra grofkorrelig – perfect geschikt voor Miele-vaatwassers
- Beschermt vaatwasser en servies tegen kalkafzettingen
- Eenvoudigweg perfect resultaten zonder vuile handen