

PBMS-1
Flexibele doucheslang
met mengkraan en draaibare tuit



- Geschikt voor aanvoertafels T 625-1 BUL en T 1200-1 BUR/BUL
- Inclusief wandafstandhouder

EAN: 4002515641880 / Materiaalnummer: 10249470 / Oud Materiaalnummer: 67820027D

Productcategorisatie	
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Tafel/tafeltoebehoren	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	750
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	140
Nettogewicht in kg	8,50
Brutogewicht in kg	9,50