

UGT 44-60/85

Sokkel, gesloten, met deur

voor het ergonomisch beladen en legen van de machine.



- Met mogelijkheid voor het opbergen van bijv. proceschemicaliën

EAN: 4002515647295 / Materiaalnummer: 10259260 / Oud Materiaalnummer: 69506001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Inbouw/sokkel	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	440
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	460
Buitenmaat, brutobreedte in mm	610
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	5,00
Brutogewicht in kg	6,40