

ProCare Lab 10 AT - 10 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor het optimaal behandelen van laboratoriumhulpstukken.



- Vrij van fosfaten en oxidatiemiddelen, bevat oppervlakreactieve stoffen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- pH-waarde 14,0

EAN: 4002515660737 / Materiaalnummer: 10265660 /
Oud Materiaalnummer: 62925201EU1

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van hars	•
Verwijderen van organische resten	•
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Belangrijkste toepassingen	
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkalihydroxide, Polycarboxylaten, Tensiden
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	190,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkalihydroxide, Polycarboxylaten, Tensiden
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van silicaten	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	190
Brutogewicht in kg	13
Inhoud in ml	10000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•