

ProCare Lab 10 MA - 10 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, mild-alkalisch, 10 l

voor het optimaal behandelen van laboratoriumglaswerk en -hulpstukken.



- Vrij van oppervlakteactieve stoffen en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- PH-waarde 11,6-11,8

EAN: 4002515660300 / Materiaalnummer: 10265680 /
Oud Materiaalnummer: 62923201EU1

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Toepassingsmogelijkheden	
Verwijderen van bloed	Goed
Verwijderen van eiwit	Goed
Verwijderen van voedingsbodempresten	Goed
Verwijderen van organische resten	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	2-4 ml/l (0,2-0,4%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	11,6-11,8
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkalihydroxide, Fosfaat, Silicaat
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Minder geschikt voor non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van tensiden	•
Minder geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettdiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	190
Brutogewicht in kg	15
Inhoud in ml	10000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•