

ProCare Lab 30 P - 12 kg  
 Neutralisatiemiddel, zuur, 12 kg  
 voor het optimaal neutraliseren op basis van fosforzuur.



- Vrij van oppervlakteactieve stoffen en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- PH-waarde 2,2-1,9

EAN: 4002515660461 / Materiaalnummer: 10266500 /  
 Oud Materiaalnummer: 62928201EU1

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Mogelijkheden</b>	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Goed
<b>Aanbevolen dosering</b>	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	1,9-2,2
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuur
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van tensiden	•
Zure voorreiniging	•
Niet geschikt voor verchroomde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Vulgewicht in g	12000
Brutogewicht in kg	13
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•