

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, mild-alkalisch, 10 kg

voor het optimaal behandelen van laboratoriumhulpstukken.



- Schuimdempend effect, vrij van oxidatiemiddelen
- Afgestemd op de behandelingsprocessen in RDG
- Geschikt voor verschillende materialen
- PH-waarde 11,7-11,9

EAN: 4002515650851 / Materiaalnummer: 10266720 /  
Oud Materiaalnummer: 62921101EU1

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Toepassingsmogelijkheden</b>	
Verwijderen van bloed	Goed
Verwijderen van eiwit	Goed
Verwijderen van organische resten	Goed
Verwijderen van levensmiddelresten	Goed
<b>Aanbevolen dosering</b>	
pH-waarde van gebruikte oplossing	11,7-11,9
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Mildalkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat,Silicaat,Oppervl. actieve stof (Tenside)
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Minder geschikt voor non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Schuimdempend	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Minder geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	268
Buitenmaat, nettobreedte in mm	265
Buitenmaat, nettodiepte in mm	265
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	10
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•