

DKF 12-R
Regenereerbaar Longlife air-clean-geurfilter
voor meerdere Miele-afzuigkappen.

EAN: 4002515652510 / Materiaalnummer: 10271450 /
Oud Materiaalnummer: 28996362EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Bij aanhouden van wisselinterval gunstiger dan eenmalig filter
- Inhoud: 1 filter, afm: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm