


DKF 21-R  
Regeneereerbaar Longlife air-clean-geurfilter  
voor Miele afzuigkap DA 670x.

EAN: 4002515652527 / Materiaalnummer: 10271460 /  
Oud Materiaalnummer: 28996363EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Bij aanhouden van wisselinterval gunstiger dan eenmalig filter
- Inhoud: 4 filters, afm: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm