


DKF 25-R

Regeneereerbaar Longlife air-clean-geurfilter

voor Miele-afzuigkappen DA 60 x 6 W/6796 W/699x W/769x W.

EAN: 4002515652534 / Materiaalnummer: 10271470 /
Oud Materiaalnummer: 28996364EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Bij aanhouden van wisselinterval gunstiger dan eenmalig filter
- Inhoud: 1 filter, afm: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm