

A 810/1

Afdeknet

voor het optimaal fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- RVS frame met kunststofnet bespannen, afmeting 206 x 215 mm
- Bijzonder duurzaam

EAN: 4002515671764 / Materiaalnummer: 10283670 /  
Oud Materiaalnummer: 69501800D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	235
Buitenmaat, brutodiepte in mm	232
Nettogewicht in kg	0,28
Brutogewicht in kg	0,35